

当院採用の主な輸液の最大容量一覧

	製品名	内容液量(mL)	空気を抜かない場合	空気を抜く場合	特記事項
					
あ	アミノレバン	200	370	410	外袋は使用前まで開封しない
		500	680	715	
	アミパレン	200	370	410	外袋は使用前まで開封しない
		300	460	495	
	ヴィーンD/F/3G	500	710	780	
	エルネオパNF1号/2号	1000	2300	2350	外袋は使用前まで開封しない 投与前に隔壁の開通が必要
1500		3450	3550		
2000		4700	4800		
大塚生食2ポート	100	110	160	空気を抜いて混注した場合、投与の際に空気針が必要	
か	キリット注5%	500	680	715	
	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200	530	600	
さ	生理食塩水(大塚)	50	55	80	空気を抜いて混注した場合、投与の際に空気針が必要
		100	115	170	
		250	450	495	
		500	680	715	
		1000	1825	1850	
	ソリタT4	200	325	データなし	
		500	675		
	ソルデム1/3A	200	300	データなし	
		500	660		
	ソルデム3A	1000	1360	データなし	外袋は使用前まで開封しない
た	注射用水(大塚)	100	115	170	空気を抜いて混注した場合、投与の際に空気針が必要
		500	データなし	635	
	注射用水「フソー」	1000	1350	1410	
	低分子デキストランL注	250	485	495	
500		705	715		
な	ネオアミュー	200	450	データなし	外袋は使用前まで開封しない
は	ハイカリック1号/2号 /NC-L/NC-N/NC-H	700	1370	データなし	外袋は使用前まで開封しない
	ハイカリックRF	250	660	データなし	外袋は使用前まで開封しない
		500	1250		
	ピカネイト	500	680	715	外袋は使用前まで開封しない 外袋のインジケーターの色に注意
		1000	1825	1850	
	ビーフリード	500	1850	1900	外袋は使用前まで開封しない 投与前に隔壁の開通が必要
		1000	2850	2950	
	フィジオ35/70/140	500	680	715	
	ブドウ糖液5%(大塚)	100	115	170	空気を抜いて混注した場合、投与の際に空気針が必要
		250	450	495	
	ブドウ糖液5%/10%(大塚)	500	680	715	
	ブドウ糖液20%(光)	500	710	760	
	ブドウ糖液50%(大塚)	200	データなし	715	
		500		1850	
	フルカリック1号	903	2203	データなし	外袋は使用前まで開封しない 投与前に隔壁の開通が必要
	フルカリック2号	1003	2303		
フルカリック3号	1103	2303			
プレアミンP	200	380	470	外袋は使用前まで開封しない 外袋のインジケーターの色に注意	
プロテアミン12	200	310	データなし	外袋は使用前まで開封しない	
ヘスパンダー輸液	500	555	750	空気を抜いて混注した場合、投与の際に空気針が必要	
ま	メイロン7%	250	450	495	外袋は使用前まで開封しない 外袋のインジケーターの色に注意
ら	ラクテック/D/G	500	680	715	